



Presentación

Caja 12 botellas de 1 l.
Caja 4 garrafas de 5 l.
Garrafa de 25 l.

Especificaciones

pH (al 100%): 1,0 ± 0,5
Densidad: 1,070 ± 0,005 g/ml a 20°C

Advertencias



Indicaciones de peligro:

H290 Puede ser corrosivo para los metales. H319 Provoca irritación ocular grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea.

Consejos de prudencia:

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P280F Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. P303+P361+P353-P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P304+P340-P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P501a Eliminar el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles.

Contiene tensioactivos no iónicos < 5 %. Ácido clorhídrico 14%.

No ingerir. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.

UN3264

CN-20 se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E.

DESINCRUSTANTES

CN-20

DESINCRUSTANTE ÁCIDO

Limpiador higienizante, desincrustante ácido para la limpieza e higiene de tazas de sanitarios y urinarios.

Características

Líquido blanco.
Olor característico a almendra amarga.
Biodegradable.

Propiedades

Limpia, desodoriza, higieniza y desincrusta en frío.
No produce olores ni vapores molestos.

Aplicaciones

Limpieza de tazas de sanitarios y urinarios.
Desincrustación de circuitos de agua.
Limpieza de suciedades inorgánicas.
Producto catiónico: Su uso periódico ayuda a prevenir atascos en los desagües.

Dosificación

El producto se utiliza puro.
Para desincrustación de circuitos, diluir del 5 al 10%.
Estas dosificaciones son orientativas, pudiéndose aumentar o disminuir según necesidades.

Sistemática de Empleo

Limpiar previamente la superficie con la ayuda de una mopa. Fregar la superficie a limpiar con la ayuda de una escobilla, estropajo o mopillo. Repetir la operación todas las veces que haga falta. Finalmente, aclarar abundantemente con agua.

Desincrustación de circuitos: Hacer circular la solución hasta obtener un pH 5. Si es necesario, repetir la operación.

Usar sólo en superficies cerámicas blancas.

No mezclar con ningún otro producto químico (lejías o sililares).

Usar en estancias ventiladas.

Sector de Aplicación



COLECTIVIDADES
Y HOSTELERÍA



INDUSTRIA

Forma de Aplicación e Información Adicional



APLICACIÓN
MANUAL



ASEOS Y W.C.



CLEVERNET, S.L.

Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419 - Fax. 938 655 389

e-mail: clever@clevernet.es - web: www.clevernet.es

